

#### **PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO**

La presoterapia LH FREOTHERAPY CASUAL, creada para ayudar a mejorar tu día a día. Sobre todo, está dirigida a personas que necesitan reposar su pierna (ya que son las zonas más necesarias del cuerpo), movilizar, aliviar molestias musculares producidas por la hinchazón y la acumulación de líquidos, etc.

¿COMO FUNCIONA?

La máquina consiste en una envoltura y un sistema compresor de aire que controla la presión del aire. Este cobertor, gracias a la circulación y presión del aire aplicada de forma controlada ejerce un efecto de compresión y aliviamiento a modo de masaje.

Su aplicación es totalmente cómoda, fácil y no es molesta para el organismo.

Actúa sobre la circulación linfática generando un drenaje, ayudando así a eliminar líquidos y otras sustancias acumuladas en el organismo.

La presoterapia LH PRESOTHERAPY CASUAL cuenta con una salida de 4 secciones para actuar en las partes del cuerpo y cables duplicados que permiten la utilización de dos o más accesorios a la vez. La alimentación mediante corriente permite su uso continuado sin necesidad de interrumpir el proceso para cargar las baterías.

LA QUIEN ESTA DIRIGIDO LA PREBOTERAPIA?

La presoterapia LH PRESOTHERAPY CASUAL puede ser utilizada por todas aquellas personas que necesiten realizar el proceso directamente en su domicilio. Su facilidad de uso permite la aplicación en cualquier momento y una toma de contenido normal basta para alimentar el aparato y disfrutar de sus efectos beneficiosos.

La presoterapia está especialmente indicada para personas con movilidad reducida ya que incide en el sistema muscular.

#### ¿QUÉ ES LA PRESOTERAPIA?

**PRESOTHERAPY CASUAL®** aplica la presoterapia, un particular método de fisioterapia no agresivo, que se caracteriza por usar diferentes elementos capaces de actuar sobre nuestro cuerpo a través de la compresión de aire.

La presoterapia se utiliza principalmente para la prevención y manejo de inactividad y molestias en piernas y brazos, piel de naranja y en general para los desórdenes linfáticos.

El efecto benéfico de esta técnica permite optimizar el drenaje linfático y reabsorber eventuales acumulaciones de líquidos.

#### SOS DE LA PRESOTERAPIA

La preostoterapia está pensada principalmente para cuidar los miembros inferiores por lo general, se aplica a través de bolsas hinchables que permiten compimir la zona a gestionar. El funcionamiento de los aparatos consiste en alternar el encogido y deshinchado sucesional de las bolsas, produciendo así la compresión adecuada de los miembros. Los efectos de la compresión son la reabsorción y el retiro de los excesos de líquido, restaurando así la función.

## PROGRAMACIÓN DE LA SESIÓN

La frecuencia de las sesiones con plesiolepsis puede ser diaria o bien en intervalos de 48 horas.

para aumentar los efectos de la sesión se recomienda también combinarla con actividad física que prevea el apoyo del pie (por ejemplo, caminar), ideal para estimular el organismo gracias a la compresión de los numerosos puntos que se encuentran en la planta del pie.



#### BENEFICIOS DE LA PRESOTERAPIA

Los tratamientos estéticos no invasivos son una gran alternativa para mejorar nuestro aspecto físico, trabajando determinadas zonas importantes para hacernos lucir mucho mejor. Y si la mata es disminuir la piel de naranja y estar mucho más en forma, la prescripción es una excelente opción.

Cuando se aplica en la zona abdominal, además de beneficiar la tonificación muscular, los movimientos favorecen también el tránsito intestinal, ayudando a combatir las molestias.

La presoterapia es un gran método alternativo para perder peso y ayudarnos a sentirnos mucho más ligeros, vivianas y llenas de energía.

Es un gran aliado en los tratamientos pre y post-lipoasucción, antifatiga, pieles cansadas, e hinchazón localizada.

Durante los embarazos se usa para mejorar el aspecto de la piel y evitar la sensación de pesadez en las piernas y en los postpartos ayuda a la paciente a relajarse las fibras, utilizando los baños en el momento de las insatisfacciones que causa laedadmaduraen la mujer, como la acumulación de líquidos, piel de ranas, molestias musculares, aumento de peso etc.



 lufthous

# Presotherapy Casual

**LA PREBTERAPIA ESTÁ INDICADA PARA**

- Ayudar a mejorar la circulación sanguínea.
  - Ayudar a mejorar el drenaje linfático.
  - Tratar la celulitis.
  - Eliminar varices.
  - Aliviar piernas cansadas.
  - Tratar retención de líquidos.

## CARACTERÍSTICAS

DESPISTADO TIPO: SP  
 CANALIS DE SALUD: 4  
 VOLTAJE: 220-240V, 50/60Hz  
 PESO DEL PRODUCTO: 0.7Kg  
 TAMAÑO DEL PRODUCTO: 500 X 160 X 100mm  
 CONSUMO DE ENERGIA: 32 W  
 INTERVALO DE TIEMPO: 600 ms  
 INTERVALO DE PRESION: 0-250 mmHg/0-15 mmHg  
 REGULACION DE PRESION:  
 DIGITAL CORRECTO

## EQUIPAMIENTO

DE SERIE

- 2 Pomeras
  - Mágicas
  - Cable de alimentación

#### OPCIONAL

- Manual de uso
  - Manguera doble
  - Manguera simple
  - 2 Plantillas para los pies



**RESOTHERAPY CASUAL®** es la más alta tecnología en lo que a sistema de compresión se refiere (presoterapia). La marca Lymphus® nos pide comprobar, atendiendo con los expertos su indicación precisa. En definitiva se trata de una marca que utiliza la presión de aire para realizar los drenajes.

o el crujido muscular y articular, el Dr. Leal Monedero, también se trata de una ayuda inestimable debido a su comodidad para ayudar a aquellas personas que sufren de molestias con hinchazón, mala eliminación de líquidos y cansancio de los miembros inferiores después de las actividades laborales sia todo el día.

Muchas personas precisarán un tiempo de una veintena minutos; pero en estos casos, lo más útil es poderlo hacer sistemáticamente de manera individual y cómoda.

también hemos hablado con el Dr. José Román Escudero, Jefe de Servicio de la misma; especialidad con una extraordinaria experiencia clínica en el Hospital Sant Pau i Sant Pau de Barcelona. En seguida nos manifestó que los interneurólogos expertos eran quienes ayudaban más a estas personas con minhocas y molestias dolientes de tipo venoso.

a importarla que antes de utilizar este tratamiento el paciente es realizo un masaje previo para movilizar líquido. Pero lo más interesante es que con estas tecnologías los pacientes pueden practicar su propio autodrenaje.

En definitiva, esta presoterapia de última generación viene a apoyar en el propio domicilio lo que los expertos realizan cada día en sus consultas y centros.



## **Presotherapy Casual**



#### HISTORIA Y CERTIFICACIONES

- 2014 Miembro del comité del premio KWN-CII Korean World-Class Product 2014 en reconocimientos al sistema de preventión DMT

2013 Miembro del comité de planificación del Ministerio de Comercio, Industria y Energía

2013 Miembro del Consejo Asesor de la Unificación Nacional

2013 Miembro del Foro de Comercio e Industria

2013 Vice President

2010 Asista en Brasil

2007 Certification Authentication of Metal

2006 Premio Innovation Management

2006 Premio KOTRA B2B o Trade

2006 Premio KOTRA entregados por el Primer Ministro

2006 Registro KGM®

2004 Premios bronce 34 Precious Technique

2004 Premio Korean World Class Product

2004 Fourth Vice President

2004 SFDA en China

2003 Producto-Success Design

2002 ISO9001:EN13485

2000 Marca CE como dispositivo electrónico (Serie DL, serie MK\_DL1000, DVT-580)

1988 Año de fundación de DS MIREF